

頻率：每週自行檢驗一次

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

主管：

杨瑞 5/17

素卿 4/17

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
5/3	祥圃	肉片	✓	林銘璿	林銘璿 5/3

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：賴冠宇

賴冠宇 5/3

主管：楊素卿

楊素卿 5/3


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
5/10	祥圃	前腿肉片	v	林銘璿	林銘璿 5/10

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：賴冠宇

賴冠宇 5/10

主管：楊素卿

楊素卿 5/10

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
5/17	美日加	牛肉片	✓	林銘璿	林銘璿 5/17

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：賴冠宇

賴冠宇 5/17

主管：楊素卿

楊素卿 5/17